



فرم شناسنامه تجهیزات


نام آزمایشگاه: میکروبیولوژی محیط

نام دانشکده: بهداشت

شماره تماس: ۳۷۹۲۳۲۸۷

کارشناس مسئول: مریم حاتم زاده

نام تجهیز: شیکر انکوباتور



شرکت سازنده-مدل: شرکت Heidolph-مدل UNIMAX1010

موارد کاربرد و استفاده: ایجاد دمای مناسب جهت رشد میکروبها به همراه تکان دادن و مخلوط کردن نمونه

زمان راه اندازی و شروع به کار در آزمایشگاه: سال ۱۳۸۴

وضعیت فعلی: آماده به کار

وضعیت کالیبراسیون: کالیبره نشده

اپراتور: کارشناس آزمایشگاه-دانشجویان

توضیحات: -



فرم شناسنامه تجهیزات

نام آزمایشگاه: میکروبیولوژی محیط

نام دانشکده: بهداشت

شماره تماس: ۳۷۹۲۳۲۸۷

کارشناس مسئول: مریم حاتم زاده

نام تجهیز: میکروسکپ



شرکت سازنده-مدل: شرکت Zeiss-مدل Standard20

موارد کاربرد و استفاده: مشاهده انواع میکروبها

زمان راه اندازی و شروع به کار در آزمایشگاه: سال ۱۳۷۴

وضعیت فعلی: آماده به کار

وضعیت کالیبراسیون: تنظیم شده

اپراتور: کارشناس آزمایشگاه-دانشجویان

توضیحات: -



فرم شناسنامه تجهیزات

نام دانشکده: بهداشت نام آزمایشگاه: میکروبیولوژی محیط

کارشناس مسئول: مریم حاتم زاده شماره تماس: ۳۷۹۲۳۲۸۷

نام تجهیز: بن ماری



شرکت سازنده - مدل: شرکت Memert

موارد کاربرد و استفاده: ایجاد دمای مناسب از طریق حمام آب

زمان راه اندازی و شروع به کار در آزمایشگاه: سال ۱۳۸۶

وضعیت فعلی: آماده به کار

وضعیت کالیبراسیون: کالیبره شده در ابتدای سال ۱۳۹۵

اپراتور: کارشناس آزمایشگاه - دانشجویان

توضیحات: -

فرم شناسنامه تجهیزات



نام دانشکده: بهداشت

نام آزمایشگاه: میکروبیولوژی محیط

کارشناس مسئول: مریم حاتم زاده

شماره تماس: ۳۷۹۲۳۲۸۷

نام تجهیز: انکوباتور CO2



شرکت سازنده - مدل: شرکت Memert

موارد کاربرد و استفاده: ایجاد دمای مناسب و شرایط خاص رطوبت و CO2 جهت رشد میکروبها (بیهوازی)

زمان راه اندازی و شروع به کار در آزمایشگاه: سال ۱۳۸۷

وضعیت فعلی: آماده به کار

وضعیت کالیبراسیون: کالیبره شده در ابتدای سال ۱۳۹۵

اپراتور: کارشناس آزمایشگاه - دانشجویان

توضیحات: -



فرم شناسنامه تجهیزات

نام دانشکده: بهداشت نام آزمایشگاه: میکروبیولوژی محیط

کارشناس مسئول: مریم حاتم زاده شماره تماس: ۳۷۹۲۳۲۸۷

نام تجهیز: اتوکلاو



شرکت سازنده-مدل: شرکت HSP-مدل 80 Laboklav

موارد کاربرد و استفاده: استریل کردن مواد و محیط‌های کشت و مواد آلوده

زمان راه اندازی و شروع به کار در آزمایشگاه: سال ۱۳۸۷

وضعیت فعلی: آماده به کار

وضعیت کالیبراسیون: کالیبره شده در ابتدای سال ۱۳۹۵

اپراتور: مریم حاتم زاده

توضیحات: -

فرم شناسنامه تجهیزات



نام دانشکده: بهداشت

نام آزمایشگاه: میکروبیولوژی محیط

کارشناس مسئول: مریم حاتم زاده

شماره تماس: ۳۷۹۲۳۲۸۷

نام تجهیز: انکوباتور



شرکت سازنده-مدل: شرکت Memert

موارد کاربرد و استفاده: ایجاد دمای مناسب جهت رشد میکروبیها

زمان راه اندازی و شروع به کار در آزمایشگاه: سال ۱۳۸۴

وضعیت فعلی: آماده به کار

وضعیت کالیبراسیون: کالیبره شده در ابتدای سال ۱۳۹۵

اپراتور: کارشناس آزمایشگاه-دانشجویان

توضیحات: -