



برنامه نگهداری تجهیزات

نام دانشکده: بهداشت	نام آزمایشگاه: میکروبیولوژی محیط
کارشناس مسئول: مریم حاتم زاده اصفهانی	شماره تماس: ۳۷۹۲۳۲۸۷
نام تجهیز: اتو کلاو ۸۰ laboclav	
محل قرارگیری: مکان ثابت و صاف	
شرایط فیزیکی نگهداری: به دور از گرد و غبار و تابش مستقیم نور خورشید	
نحوه کالیبراسیون: کالیبراسیون دوره ای	
دوره پایش: پایش هفتگی	
موارد هشدار: فقط افراد واجد شرایط لازم باید با دستگاه کار بکنند. چنانچه دستگاه در هر مرحله ای هشدار داد بلافاصله سیکل استریلیزاسیون متوقف شده و به مسئول مربوطه جهت رفع عیب اطلاع داده شود.	
دوره تمیز کردن: تمیز کردن دستگاه به صورت هفتگی انجام شود.	
نحوه تمیز کردن: حتماً قبل از تمیز کردن دستگاه خاموش شود، به هیچ عنوان از حلال هایی مانند سفید کننده و استون برای تمیز کردن استفاده نشود، برای تمیز کردن آن از دستمال مرطوب نرم استفاده شود.	