



# برنامه نگهداری تجهیزات

نام دانشکده: بهداشت	نام آزمایشگاه: میکروبیولوژی محیط
کارشناس مسئول: مریم حاتم زاده اصفهانی	شماره تماس: ۳۷۹۲۳۲۸۷
نام تجهیز: انکوباتور CO <sub>2</sub>	
محل قرارگیری: مکان ثابت و بدون احتمال لغزش و سقوط	
شرایط فیزیکی نگهداری: به دور از گرد و غبار و تابش مستقیم نور خورشید	
نحوه کالیبراسیون: کالیبراسیون دوره ای	
دوره پایش: پایش هفتگی	
موارد هشدار: از باز گذاشتن درب خودداری شود.	
دوره تمیز کردن: تمیز کردن دستگاه به صورت هفتگی انجام شود.	
نحوه تمیز کردن: حتماً قبل از تمیز کردن دستگاه خاموش شود، به هیچ عنوان از حلال هایی مانند سفید کننده و استون برای تمیز کردن استفاده نشود، برای استریل کردن فضای داخلی دستگاه مطابق کاتالگ دستگاه از کارت مخصوص استریل آن استفاده شود.	