



برنامه نگهداری تجهیزات

نام دانشکده: بهداشت	نام آزمایشگاه: میکروبیولوژی محیط
کارشناس مسئول: مریم حاتم زاده اصفهانی	شماره تماس: 37923287
نام تجهیز: ترازوی دیجیتال	
محل قرارگیری: سطح ثابت و صاف، بدون جریان محسوس هوا	
شرایط فیزیکی نگهداری: مکان خشک و عاری از رطوبت	
نحوه کالیبراسیون: -	
دوره پایش: -	
موارد هشدار: از قرار دادن مواد با وزن بالاتر از حد مجاز توزین ترازو بر روی صفحه ترازو اجتناب شود.	
دوره تمیز کردن: بعد از هر بار استفاده	
نحوه تمیز کردن: دستگاه خاموش شود، سپس برای تمیز کردن آن از دستمال مرطوب نرم استفاده و سپس خشک شود.	