



برنامه نگهداری تجهیزات

نام دانشکده: بهداشت	نام آزمایشگاه: میکروبیولوژی محیط
کارشناس مسئول: مریم حاتم زاده اصفهانی	شماره تماس: 37923287
نام تجهیز: شیکر لوله ای (ورتکس)	
محل قرارگیری: سطح ثابت و صاف	
شرایط فیزیکی نگهداری: مکان خشک و عاری از رطوبت	
نحوه کالیبراسیون: -	
دوره پایش: -	
موارد هشدار: هنگام کار با شیکر، لوله یا ارلن محتوی محلول را محکم در دست نگه دارید زیرا ممکن است در اثر ارتعاش و لرزش شدید ناشی از دوران، ظرف از دست شما بیفتد.	
دوره تمیز کردن: تمیز کردن دستگاه به صورت هفتگی انجام شود.	
نحوه تمیز کردن: ابتدا دستگاه خاموش شود، سپس برای تمیز کردن آن از دستمال مرطوب نرم استفاده و سپس خشک شود.	