



برنامه نگهداری تجهیزات

نام دانشکده:	بهداشت	نام آزمایشگاه: میکروبیولوژی محیط
کارشناس مسئول:	مریم حاتم زاده اصفهانی	شماره تماس: ۳۷۹۲۳۲۸۷
نام تجهیز: فور		
محل قرارگیری: مکان ثابت و بدون احتمال لغزش و سقوط		
شرایط فیزیکی نگهداری: به دور از گرد و غبار و تابش مستقیم نور خورشید		
نحوه کالیبراسیون: کالیبراسیون دوره ای		
دوره پایش: پایش هفتگی		
موارد هشدار:		
دوره تمیز کردن: تمیز کردن دستگاه به صورت هفتگی انجام شود.		
نحوه تمیز کردن: حتماً قبل از تمیز کردن دستگاه خاموش شود، به هیچ عنوان از حلال هایی مانند سفید کننده و استون برای تمیز کردن استفاده نشود. با استفاده از دستمال نرم و اسپری های مخصوص ضد عفونی تمیز شود.		